


Los Dermatrones. La EAP ó EAV

El Dermatón es un instrumento de diagnóstico que mide la conductividad que tienen los meridianos & acupuntura al tocar con un electrodo el punto deseado. Estos valores pueden indicar normalidad, inflamación o degeneración, lo que permite un diagnóstico de forma rápida. El profesional experimentado puede probar diferentes productos medicinales para corroborar la compatibilidad con el paciente; incluso alimentos y vitaminas pueden evaluarse en forma rápida y práctica.

En las próximas páginas conseguirá la descripción de varios modelos y tipos de Dermatrones desarrollados según el método de medición del Dr. Reinhold Voll y otros investigadores que han hecho aportes y mejoras a su método como el Dr. Kramer y el Dr. Schimmel.

Diagnostico:

El descubrimiento de que el punto de acupuntura tiene una conductividad eléctrica diferente, llevó hace 50 años a desarrollar el equipo de Electroacupuntura, gracias a esta característica se determinó el valor medio de un meridiano sano, lo que permite, entonces, realizar un diagnóstico detectando procesos degenerativos, agudos o incluso debilidad orgánica. El equipo Dermatón desarrollado por el Dr. Reinhold Voll en Alemania, conocido también como equipo de Electroacupuntura según Voll (EAV o EAP), mide la conductividad eléctrica de los meridianos de acupuntura, usando para ello de 20 a 300 puntos de medición en dedos de las manos y pies.



Los equipos A-2 y A-3, versátiles y económicos, poseen circuitos de test de medición igual al original de los equipos Alemanes (desarrollado por los Dres. Werner y Voll). Electrodo de latón para medición y control preliminar de la energía total del paciente.

Microamperímetro de alta sensibilidad con respuesta inmediata, para análisis por velocidad de subida de la aguja, por máximo indicado o por caída de aguja.

Posibilidad de testar productos homeopáticos y otras sustancias.

Dermatest A-2

Diagnóstico - Detector de puntos

Características:

Detector de puntos:

- Detector de puntos de medición o puntos de acupuntura con ajuste de sensibilidad e indicador acústico.
- Caja compacta para transporte.
- Lápiz medidor sin diodos.

Dermatest A-3

Diagnóstico - Terapia

Características:


Terapia:

- Estimulación o sedación de meridianos mediante ondas de pulso triangular (ondas Alemanas) con variación de intensidad.
- Frecuencia variable en ambas modalidades entre 1 y 10 Hz, seleccionando entre barrido automático o frecuencia fija.
- Botón de cambio de diagnóstico - terapia o diagnóstico - detector de puntos en el lápiz medidor.

***Accesorios de Dermatest A-2 y A-3**

- 1 Colmena para test con sus cables.
- 1 Adaptador para carga de baterías
- 1 Rodillo de terapia en el equipo A-3.
- 2 puntas intercambiables para el lápiz medidor.
- Manual de operación.
- Topograma de puntos de medición.
- Baterías de Ni-Cd recargables que permiten 800 recargas, puede funcionar independientemente de la línea o puede usarse conectado a la corriente normal.
- 1 set de medición de oligoelementos y mezcla.
- Maletín de transporte.

Dermatest B-1



Para usar el equipo no necesariamente debe estudiar Acupuntura, ya que con sólo conocer la secuencia en manos y pies puede realizar un diagnóstico preciso.

TERAPIA:

El equipo Dermatest B-1 permite una rápida evaluación de los cuadrantes del cuerpo, con una medición rápida de conductividad entre ambas manos (cuadrante superior), pie derecho y mano derecha (cuadrante derecho), ambos pies (cuadrante inferior), para detectar la zona más débil o patológica del paciente.

La función de terapia y medición simultánea, permite dejar el equipo dando terapia por 30 segundos, automáticamente toma una lectura de 5 segundos, y continúa con la terapia; eso agiliza la operación del médico.

En el lápiz medidor hay una serie de luces que facilitan la función del detector de puntos. Además posee dos puntales sustituibles para adaptarse a las modalidades del operario.

Características técnicas:


- Peso del equipo: 6400 gr.
- Peso con maletín: 12 Kg.
- Peso bruto para envío internacional: 15 Kg.
- Corriente: 120 Volt (adaptador opcional para 220 Volt).
- Electrónica: circuitos impresos idénticos al Dermatón original Alemán.
- Fabricante: Aura Electrónica bajo diseño de Biotecnoquímica Venezuela
- Garantía: 1 año contra defectos de fabricación.
- Asistencia técnica: Biotecnoquímica y sus representantes en toda América latina.

Accesorios

- Medición de cuadrantes con simplemente apretar un botón (mano-mano, mano-pie y pie-pie).
- Detector de puntos, medición y terapia.
- Modo de terapia automática, para carga y descarga de meridianos.
- Caja metálica, resistente y sólida construcción.
- Microamperímetro de mejor visibilidad.
- Aguja finas de rápida lectura.

- Baterías recargables de Ni-Cd.
- Detector de puntos, con ajuste de sensibilidad.
- Colmena para medición de medicamentos.
- Topograma de puntos y manual incluido.

Evaluación de cuadrantes



Dermatrón BICOM-EAP



(ElectroAcupuntura) Apto para ser conectado a equipos de BioResonancia, sensibilidad regulable, y dos velocidades en respuesta de la aguja.

Test de Electroacupuntura EAP

-El equipo Alemán BICOM-EAP, es un Dermatrón que tiene la posibilidad de conectarse a un equipo de BioResonancia, el cual puede variar las ondas que toma del paciente para enviárselas de nuevo en forma de terapia específica.

-La filosofía moderna de terapia, es utilizar las propias ondas del paciente y no una corriente eléctrica generada artificialmente para la terapia. Por tanto, el equipo BICOM-EAP no tiene función de terapia, sólo diagnóstico. Para dar terapia debe disponerse de un equipo BICOM de BioResonancia y conectarlo.

-Este equipo está pensado principalmente para diagnóstico.

-Posee baterías recargables y un ajuste de sensibilidad de la lectura para trabajar con muchas lecturas en el mismo punto sin maltratar o afectar la medición del paciente, ajuste sugerido por el Dr. Schimmel, científico que ayudó en el desarrollo de los Equipos Vega de Alemania.

-Puntal de medición tipo Kramer, de baja presión.

-Dos velocidades de respuesta en la medición (Velocidad de subida de la aguja)

-Colmena cilíndrica para test de medición de ampollas y medicamentos.

-Luz indicadora de baja batería

-La terapia que puede darse con este equipo es una terapia con las propias ondas del paciente, al conectarle el equipo de BioResonancia, y no una carga eléctrica generada por una batería.

Accesorios:

-Apto para ser conectado a Equipo de BioResonancia

-Apto para ser conectado a Computadora. Opcional adaptador y software.

-Variación de sensibilidad para evitar saturación del punto de medición, por lecturas repetidas.

-Microamperímetro de cobertura circular

-Baterías recargables de Ni-Cd

-Fabricación Alemana.

Características Técnicas

-Peso 6.200 gr.

-Peso bruto para envío: 15 Kg.

-Electrónica: Ultra alta fidelidad.

-Fabricante: Regumend GmbH Alemania.

-Certificación: CE (Europea) ISO9002.

- Garantía: 1 año contra defectos de fabricación.
- Asistencia Técnica: Biotecnoquímica y sus representantes en toda América latina.

BICOM-EAP
Fabricado en ALEMANIA.